

Kapitel 1

Arthroskopie-Instrumente / Beinhalter

InstruMed AG

Arthroskopie- Beinhalter



5001

Beinhalter
schwenk- und drehbar
mit Neopren-Kissen.
Swivel and revolving
action leg holder
with neoprene cushions.
Support mobil pour jambe
avec coussins.
Supporto girevole per
gamba con cuscini.

5002

Schnellbefestigungskloben
Quick release clamp
Etau de fixation rapide
Morsetto rapido

Neue Arthroskopie Kollektion New Arthroscopy Collection

Vorteile der neuen Serie: Hohe Schnittkraft mit leichten Druck, Optimales präzises Schneidverhalten bei großer Belastbarkeit.

Advantages of the new series: High cutting power with light pressure, Optimal precise cutting, at high load capacity.



Breitmaulstanze/ Wide jaw Punch

- 32-001 gerade/ straight 3,2 mm
- 32-002 gerade/ straight 3,2 mm , 15° aufe. Gefräst/ 15° up milled
- 32-003 Schaft aufgebogen/ sheath upwepgt 3,2 mm
- 32-004 aufgeb. rechts / upbiter right, 3,2 mm
- 32-005 aufgeb. links / upbiter left , 3,2 mm



Fasszange, Löffel gezahnt / Grasping Forceps cupped
35-001 gerade / straight 3,4mm



Fasszange Alligator / Alligator Forceps.
35-002 gerade / straight 3,0 mm

Griff ohne Sperre Nr. 100 mit Sperre 105
Handle without ratchet No. 100 with ratchet 105



Hakenstanze mit Schaufel / Hook Punch with scoop
Stanze Retrograd / Retrograd Punch

- 15-001 gerade / straight 1,7 mm
- 20-001 gerade / straight 2,0 mm
- 15-002 Schaft aufgeb. / sheath upbiter 1,5 mm
- 15-003 gerade / straight 1,5 mm , 15° aufw. Gefräst/ 15° up milled
- 15-004 rechts geb. / right curved 1,5 mm
- 15-005 links geb. / left curved 1,5 mm



24-001 rechts schneidend / right cutting
24-002 links schneidend / left cutting



Hakenschere / Scissor Punch

- 14-001 gerade / straight 1,4mm
- 14-002 aufgeb./ upbiter 1,4mm
- 14-003 rechts geb. / right curved 1,4mm
- 14-004 links geb./ left curved 1,4mm



Stanze Oval / Punch oval

- 44-001 gerade / straight 4,4 mm
- 44-002 aufgeb./ upbiter 4,4 mm
- 44-003 rechts geb. / right curved 4,4 mm
- 44-004 links geb. / left curved 4,4 mm



Hakenstanze stumpf / Hook Punch blunt

- 15-006 gerade / straight 1,5 mm
- 15-007 Schaft aufgeb. / sheath upbiter 1,5 mm
- 15-008 gerade / straight 1,5mm, 15° aufw. Gefräst/ 15° up milled
- 15-009 rechts geb. / right curved 1,5mm
- 15-010 links geb. / left curved 1,5mm




Stanze 90° / Punch 90°

- 34-001 rechts schneidend / right cutting
- 34-002 links schneidend / left cutting

Griff ohne Sperre Nr.100 mit Sperre105
Handle without ratchet No.100 with ratchet 105

Arthroskopie / Arthroscopy














Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
 All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenschere Hook Scissors	Hakenstanze mit Schaufel Hook Punch with Scoop	Hakenstanze abgesetzt Hook Punch set down	Hakenstanze Schnitt eckig Hook Punch Cut angular
			 L = 3,0 mm · B = 1,6 mm	 L = 3,0 mm · B = 1,6 mm	 L = 3,0 mm · B = 1,6 mm
gerade - straight	2,7	A250270	A290270	A350270	.
	3,5	A250350	A290350	A350350	A370350
30° rechts - 30° right	2,7	A251270	A291270	A351270	
	3,5	A251350	A291350	A351350	A371350
30° links - 30° left	2,7	A253270	A293270	A353270	
	3,5	A253350	A293350	A353350	A373350
45° rechts - 45° right	2,7	A255270	A295270	A355270	
	3,5	A255350	A295350	A355350	A375350
45° links - 45° left	2,7	A257270	A297270	A357270	
	3,5	A257350	A297350	A357350	A377350
7° auf - 7° up	2,7	A259270	A299270	A359270	
	3,5	A259350	A299350	A359350	A379350
7° auf - 7° down	2,7	A261270	A301270	A361270	
	3,5	A261350	A301350	A361350	A381350
15° auf - 15 up	2,7	A263270	A303270	A363270	
	3,5	A263350	A303350	A363350	A383350
15° ab - 15° down	2,7	A265270	A305270	A365270	
	3,5	A265350	A305350	A365350	A385350














Arthroskopie / Arthroscopy






Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
 All Instruments with Overload Protection



	ø mm	Hakenstanze 15° aufwärts gefräst Hook Punch 15° up milled  L = 5,0 mm · Ø = 1,8 mm	Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large  L = 5,0 mm · Ø = 4,3 mm	Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium  L = 5,0 mm · Ø = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small  L = 6,0 mm · Ø = 2,5 mm
gerade · straight 	3,5	A390350	A490350	A560350	A630350
30° rechts · 30° right 	3,5	A391350	A491350	A561350	A631350
30° links · 30° left 	3,5	A393350	A493350	A563350	A633350
45° rechts · 45° right 	3,5	A395350	A495350	A565350	A635350
45° links · 45° left 	3,5	A397350	A497350	A567350	A637350
7° auf · 7° up 	3,5	A399350	A499350	A569350	A639350
7° auf · 7° down 	3,5	A401350	A501350	A571350	A641350
15° auf · 15 up 	3,5	A403350	A503350	A573350	A643350
15° ab · 15° down 	3,5	A405350	A505350	A575350	A645350

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection














	e mm	Breitmaulstanze groß 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch large 15° up milled  L = 5,2 mm · B = 4,5 mm	Breitmaulstanze mittel 15°aufwärts gefräst Wide Jaw Punch medium 15° up milled  L = 5,0 mm · B = 3,5 mm	Breitmaulstanze klein 15° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 15° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,5 mm	Breitmaulstanze klein 45° aufwärts gefräst Wide Jaw Punch small 45° up milled  L = 6,0 mm · B = 2,0 mm
gerade · straight 	3,5	A530350	A600350	A680350	A698350
30° rechts · 30° right 	3,5	A531350	A601350	A681350	
30° links · 30° left 	3,5	A533350	A603350	A683350	
45° rechts · 45° right 	3,5	A535350	A605350	A685350	
45° links · 45° left 	3,5	A537350	A607350	A687350	
7° auf · 7° up 	3,5	A539350	A609350	A689350	
7° auf · 7° down 	3,5	A541350	A611350	A691350	
15° auf · 15° up 	3,5	A543350	A613350	A693350	
15° ab · 15° down 	3,5	A545350	A615350	A695350	

	ø mm	45° Hakenschere 45° Hook Scissors	45° Stanze mit Schaufel 45° Punch with Scoop	45° Stanze stumpf 45° Punch blunt	90° Stanze mit Schaufel 90° Punch with Scoop	90° Stanze stumpf 90° Punch blunt
			 L = 4,5 mm B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm B = 1,6 mm	 L = 4,5 mm B = 1,6 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	A270350	A410350	A420350	A450350	A460350
links abgewinkelt left angled	3,5	A280350	A430350	A440350	A470350	A480350

	ø mm	90° Breitmaulstanze mittel 90° Wide Jaw Punch medium	90° Breitmaulstanze klein 90° Wide Jaw Punch small
		 L = 7,0 mm B = 3,0 mm	 L = 7,0 mm B = 1,8 mm
rechts abgewinkelt right angled	3,5	A740350	A760350
links abgewinkelt left angled	3,5	A750350	A770350




Arthroskopie / Arthroscopy


Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
All Instruments with Overload Protection

	ø mm	Scherenstanze Scissors Punch  L=5,0mm B=0,8mm	Scherenstanze 15° aufwärts-gefräst Scissors Punch 15° up milled  L=5,0mm B=0,8mm	Stanze Retrograd Schnitt links Punch Retrograde Cut left  L=4,0mm B=2,5mm	Stanze Retrograd Schnitt rechts Punch Retrograde Cut right  L=4,0mm B=2,5mm
gerade · straight 	3,5	A700350	A720350	A780350	A790350
30° rechts · 30° right 	3,5	A701350	A721350		
30° links · 30° left 	3,5	A703350	A723350		
45° rechts · 45° right 	3,5	A705350	A725350		
45° links · 45° left 	3,5	A707350	A727350		
7° auf · 7° up 	3,5	A709350	A729350		
7° ab · 7° down 	3,5	A711350	A731350		
15° auf · 15° up 	3,5	A713350	A733350		
15° ab · 15° down 	3,5	A715350	A735350		

Arthroskopie / Arthroscopy

Alle Instrumente mit Überlastungsschutz
 All Instruments with Overload Protection

	ø mm	Fasszange Grasping Forceps	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2Teeth	Fasszange 1x2 Zähne Grasping Forceps 1x2 Teeth
	2.7			
	3.5	A800350	A820350	A840350



	ø mm	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps	Biopsie-Löffel- Zange BiopsySpoon Forceps	Fasszange 1x2 Zähne, grob Grasping Forceps 1x2 teeth
	2.7			
	3.5	A860350	A880350	
	4.5			A845350



A180001

Sehnenfesszange mit ergonomischem Griff
Tendon Grasping Forceps with ergonomic handle

gerade - straight

mit Sperre - with ratchet

gesamt Länge 190 mm
overall length 190 mm



A180002

Sehnenfesszange
Tendon Grasping Forceps

rechts - right

mit Sperre - with ratchet



A180003

Sehnenfesszange
Tendon Grasping Forceps

links - left

mit Sperre - with ratchet

*Alle Modelle auch ohne Sperre möglich
all instruments without ratchet available*

Arthroskopie / Arthroscopy

All Instruments with Überlastungsschutz
 All Instruments with Overload Protection

	<p>Fadenzange gerade</p> 	<p>Arthro-Stecker 45° scharf aufwärts gefräst Suture-Pierce 45° sharp up milled</p> 	<p>Arthro-Stecker 15° scharf aufwärts gefräst Suture-Pierce 15° sharp up milled</p> 	<p>Arthro-Stecker 15° scharf gerade Suture-Pierce 15° sharp straight</p> 
	A890350	A893350	A895350	A900350

Sondermodelle auf Anfrage



Mit ergonomischen Griff
With ergonomic handle

A170001

Mini-Fasszange 1x2 Zähne mit Sperre
Mini Grasping Forceps 1x2 teeth with ratchet

Arbeitslänge: 130 mm
Working length: 130 mm



A190001

Meniskus-Fasszange kräftig, 4,5 mm x 15 mm Maullänge
Meniscus grasping forceps, strong, 4,5 mm x 15 mm jaws length

Arbeitslänge: 120 mm
Working length: 120 mm

Arthroskopie-Instrumente mit Wechselgriff, Arbeitslänge einstellbar
Arthroscopy-Instruments with adjustable handle, working length adjustable



Arthroskopie Schäfte / Arthroscopy sheaths



1 Hahn starr, 1 stopcock fixed

Ø 2,7mm , length 175mm Nr.: EA-0600.27.175

Ø 4,0mm , length 175mm Nr.: EA-0600.40.175



2 Hahn starr , 2 stopcock fixed

Ø 2,7mm , length 175mm Nr.: EA-0610.27.175

Ø 4,0mm , length 175mm Nr.: EA-0610.40.175


Arhtroskopie Schäfte / Arthroscopy sheaths



1 Hahn drehbar , 1 stopcock rotatable

Ø 2,7mm , lenght 175mm Nr.: EA-0620.27.175

Ø 4,0mm , lenght 175mm Nr.: EA-0620.40.175



2 Hahn drehbar , 2 stopcock rotatable

Ø 2,7mm , lenght 175mm Nr.: EA-0630.27.175

Ø 4,0mm , lenght 175mm Nr.: EA-0630.40.175


Arthroskope/Arthroscopes



Ø 2,7mm , 0° , 105mm Nr.: A0200105
Ø 2,7mm , 30° , 105mm Nr.: A0230105
Ø 2,7mm , 70° , 105mm Nr.: A0270105

Ø 2,7mm , 0° , 140mm Nr.: A0200140
Ø 2,7mm , 30° , 140mm Nr.: A0230140
Ø 2,7mm , 70° , 140mm Nr.: A0270140

Ø 2,7mm , 0° , 175mm Nr.: A0200175
Ø 2,7mm , 30° , 175mm Nr.: A0230175
Ø 2,7mm , 70° , 175mm Nr.: A0270175



Ø 4,0mm , 0° , 175mm Nr.: A0400175
Ø 4,0mm , 30° , 175mm Nr.: A0430175
Ø 4,0mm , 45° , 175mm Nr.: A0445175
Ø 4,0mm , 70° , 175mm Nr.: A0470175

