



ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN


NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS

Die NON-STICK Bipolarpinzetten verfügen über eine «massive» Spitze aus Sterlingsilber. Dieses Material ist in der Lage, die beim Koagullieren entstehende Hitze schnell abzuleiten. Dadurch kann sich die Spitze nicht so schnell erhitzen und somit das Anhaften von Gewebe verhindern.



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS



070011 07001US 070211 070211US

Uhrmacher, ger.
Jeweler, str.

11 cm / 4 1/4"



071011 071011US 071211 071211US

Uhrmacher, gew.
Jeweler, angl.

11 cm / 4 1/4"

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS



spitz
sharp-pointed

Spitze / Tip
0,5 mm

Spitze / Tip
1,0 mm

Spitze / Tip
2,0 mm



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
16	6 1/6"	070016	070016US	070216	070216US	070416	070416US	070616	070616US
18	7"	070018	070018US	070218	070218US	070418	070418US	070618	070618US
19,5	7 3/4"	070019	070019US	070219	070219US	070419	070419US	070619	070619US
22	8 3/4"	070022	070022US	070222	070222US	070422	070422US	070622	070622US
24	9 1/2"	070024	070024US	070224	070224US	070424	070424US	070624	070624US

Bipolare Pinzette ger.
Bipolar forceps str.

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS

		spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
cm	inch								
16	6 1/6"	071016	071016US	071216	071216US	071416	071416US	071616	071616US
18	7"	071018	071018US	071218	071218US	071418	071418US	071618	071618US
19,5	7 3/4"	071019	071019US	071219	071219US	071419	071419US	071619	071619US
22	8 3/4"	071022	071022US	071222	071222US	071422	071422US	071622	071622US
24	9 1/2"	071024	071024US	071224	071224US	071424	071424US	071624	071624US




Bipolare Pinzette geb.
Bipolar forceps cvd.

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
16	6 1/6"	072016	072016US	072216	072216US	072416	072416US	072616	072616US
19,5	7 3/4"	072019	072019US	072219	072219US	072419	072419US	072619	072619US
22	8 3/4"	072022	072022US	072222	072222US	072422	072422US	072622	072622US
24	9 1/2"	072024	072024US	072224	072224US	072424	072424US	072624	072624US


Bipolare Pinzette, bajonett
Bipolar forceps, bayonet

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS



cm inch

}	16	6 1/6"	073016	073016US	073216	073216US	073416	073416US	073616	073616US
	19,5	7 3/4"	073019	073019US	073219	073219US	073419	073419US	073619	073619US
	22	8 3/4"	073022	073022US	073222	073222US	073422	073422US	073622	073622US
	24	9 1/2"	073024	073024US	073224	073224US	073424	073424US	073624	073624US
}	16	6 1/6"	074016	074016US	074216	074216US	074416	074416US	074616	074616US
	19,5	7 3/4"	074019	074019US	074219	074219US	074419	074419US	074619	074619US
	22	8 3/4"	074022	074022US	074222	074222US	074422	074422US	074622	074622US
	24	9 1/2"	074024	074024US	074224	074224US	074424	074424US	074624	074624US




ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS

breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,7 mm		Spitze / Tip 1,2 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
20	8"	075020	075020US	075220	075220US	075420	075420US	075620	075620US
23	9"	075023	075023US	075223	075223US	075423	075423US	075623	075623US
25	10"	075025	075025US	075225	075225US	075425	075425US	075625	075625US


Bipolare Pinzette
bajonett
Bipolar forceps
bayonet



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS

breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm		
20	8"	076020	076020US	076220	076220US	076420	076420US	076620	076620US	
	23	9"	076023	076023US	076223	076223US	076423	076423US	076623	076623US
	25	10"	076025	076025US	076225	076225US	076425	076425US	076625	076625US
20	8"	077020	077020US	077220	077220US	077420	077420US	077620	077620US	
	23	9"	077023	077023US	077223	077223US	077423	077423US	077623	077623US
	25	10"	077025	077025US	077225	077225US	077425	077425US	077625	077625US



Bipolare Pinzette, bajonett
auf- & abwärts gewinkelt

Bipolar forceps, bayonet
angled up- & down tip



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

ANTI-HAFT BIPOLAR PINZETTEN
NON-STICK BIPOLAR-FORCEPS



Bipolare Pinzette
kniegebogen
Bipolar forceps
angled

kniegebogen
angled

spitz
sharp-pointed



cm	inch		
16,5	6 1/2"	078016	078016US



Adson

12 cm 4 3/4"



070012



070012US



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS



Adson

12 cm 4 3/4"



080012




080012US

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin




Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS



Uhrmacher, ger.
Jeweler, str.
11 cm / 4 1/4"




Uhrmacher, gew.
Jeweler, angl.
11 cm 4 1/4"

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin




Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS



080011 080011US 080211 080211US

Uhrmacher, ger.
Jeweler, str.
11 cm / 4 1/4"



081011 081011US 081211 081211US


Uhrmacher, gew.
Jeweler, angl.
11 cm 4 1/4"

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
16	6 1/6"	080016	080016US	080216	080216US	080416	080416US	080616	080616US
18	7"	080018	080018US	080218	080218US	080418	080418US	080618	080618US
19,5	7 3/4"	080019	080019US	080219	080219US	080419	080419US	080619	080619US
22	8 3/4"	080022	080022US	080222	080222US	080422	080422US	080622	080622US
24	9 1/2"	080024	080024US	080224	080224US	080424	080424US	080624	080624US

Bipolare Pinzette ger.
Bipolar forceps str.

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin




Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN

BIPOLAR-FORCEPS

breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length



cm inch

}	20	8"	086020	086020US	086220	086220US	086420	086420US	086620	086620US
	23	9"	086023	086023US	086223	086223US	086423	086423US	086623	086623US
	25	10"	086025	086025US	086225	086225US	086425	086425US	086625	086625US
<hr/>										
}	20	8"	087020	087020US	087220	087220US	087420	087420US	087620	087620US
	23	9"	087023	087023US	087223	087223US	087423	087423US	087623	087623US
	25	10"	087025	087025US	087225	087225US	087425	087425US	087625	087625US




Bipolare Pinzette bajonett
auf- & abwärts gewinkelt

Bipolar forceps bayonet
angled up- & down tip



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN
BIPOLAR-FORCEPS



kniegebogen
angled

spitz
sharp-pointed



cm inch

16.5 6 1/2"

088016

088016US


Bipolare Pinzette
kniegebogen

Bipolar forceps
angled



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
16	6 1/6"	083016	083016US	083216	083216US	083416	083416US	083616	083616US
19.5	7 3/4"	083019	083019US	083219	083219US	083419	083419US	083619	083619US
22	8 3/4"	083022	083022US	083222	083222US	083422	083422US	083622	083622US
24	9 1/2"	083024	083024US	083224	083224US	083424	083424US	083624	083624US
<hr/>									
16	6 1/6"	084016	084016US	084216	084216US	084416	084416US	084616	084616US
19.5	7 3/4"	084019	084019US	084219	084219US	084419	084419US	084619	084619US
22	8 3/4"	084022	084022US	084222	084222US	084422	084422US	084622	084622US
24	9 1/2"	084024	084024US	084224	084224US	084424	084424US	084624	084624US



Bipolare Pinzette bajonett auf- & abwärts gewinkelt

Bipolar forceps bayonet angled up- & down tip


ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS

breiter Griff - langes Arbeitsteil
wide handle - more working length



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,7 mm		Spitze / Tip 1,2 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
20	8"	085020	085020US	085220	085220US	085420	085420US	085620	085620US
23	9"	085023	085023US	085223	085223US	085423	085423US	085623	085623US
25	10"	085025	085025US	085225	085225US	085425	085425US	085625	085625US

Bipolare Pinzette, bajonett
Bipolar forceps, bayonet



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN BIPOLAR-FORCEPS

		spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
cm	inch								
16	6 1/6"	081016	081016US	081216	081216US	081416	081416US	081616	081616US
18	7"	081018	081018US	081218	081218US	081418	081418US	081618	081618US
19,5	7 3/4"	081019	081019US	081219	081219US	081419	081419US	081619	081619US
22	8 3/4"	081022	081022US	081222	081222US	081422	081422US	081622	081622US
24	9 1/2"	081024	081024US	081224	081224US	081424	081424US	081624	081624US



Bipolare Pinzette geb.
Bipolar forceps cvd.


ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin



Ihr Schweizer Händler und Importeur für chirurgische Instrumente.

BIPOLAR PINZETTEN

BIPOLAR-FORCEPS



cm	inch	spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0,5 mm		Spitze / Tip 1,0 mm		Spitze / Tip 2,0 mm	
16	6 1/6"	082016	082016US	082216	082216US	082416	082416US	082616	082616US
19.5	7 3/4"	082019	082019US	082219	082219US	082419	082419US	082619	082619US
22	8 3/4"	082022	082022US	082222	082222US	082422	082422US	082622	082622US
24	9 1/2"	082024	082024US	082224	082224US	082424	082424US	082624	082624US

Bipolare Pinzette, bajonett
Bipolar forceps, bayonet

ART. NR. ITEM NO.	&	A	=	ohne Stift without pin
ART. NR. ITEM NO.	&	B	=	mit Führungsstift with guiding pin
ART. NR. ITEM NO.	&	C	=	mit STOPP-Führungsstift with STOP guiding pin